

Neonatologie
BEATMUNG
Anästhesie
Homecare
Schlafdiagnostik
Pneumologie
Service
Patientenbetreuung

Respironics V60



Die nächste **Generation**
der nicht invasiven
Beatmung

Respironics V60



Mit dem neuen Respironics V60 Beatmungsgerät zur nicht-invasiven und invasiven Beatmung präsentiert Ihnen Heinen + Löwenstein den Nachfolger des legendären BiPAP Vision. Der Respironics V60 bietet Ihnen eine verbesserte Bedienung dank Farb-Touchscreen, erweiterte Beatmungsperformance durch PCV, AVAPS und PAV, serielle Schnittstelle für PDMS und Patientenmonitor sowie einen internen Akku für über 6 Stunden Autonomie.

Der Respironics V60 bietet Ihnen die Sicherheit Ihr NIV-Spektrum zu erweitern.

- Einfache Kalibration der Masken-, Ausatmenventil- und Tubusleckage
- Automatische Anpassung der Triggersensibilität durch digitalen Auto-Trak-Algorithmus
- Intuitiver Farb-Touchscreen mit Touchwheel
- Komplettes Beatmungsmonitoring in einem Bildschirm
- 6 Stunden Batteriekapazität für maximale Mobilität
- Zulassung als Life Support Beatmungsgerät

PHILIPS

- 1053613 V60 Premium** Beatmungsgerät mit internem Akku und folgenden Modi: CPAP mit C-Flex, S/T, PCV, PAV und AVAPS Funktion
1053614 V60 AcuteCare Beatmungsgerät mit internem Akku und folgenden Modi: CPAP mit C-Flex, S/T, PCV und AVAPS Funktion
1053615 V60 Standard Beatmungsgerät mit internem Akku und folgenden Modi: CPAP, S/T und PCV